



Shamir Autograph IIID™

Verre progressif Premium

**VOIR LE
MONDE
EN DÉTAIL**

A close-up photograph of a red squirrel perched on a dark grey stone block. The squirrel is looking towards the right, where a human hand is holding a single walnut. The background is filled with fallen yellow and brown leaves, suggesting an autumn setting. The lighting is soft and natural, highlighting the textures of the squirrel's fur, the stone, and the leaves.

Un seul petit détail peut faire toute la **différence**

Ce sont les petits détails qui font la beauté du monde qui nous entoure. Ils rendent plus riches nos expériences et quand il s'agit de la vue, les détails comptent beaucoup.



Shamir Autograph IID™

est une version plus avancée de l'Autograph III™. Cette nouveauté design est une réponse aux presbytes qui veulent la meilleure acuité visuelle possible avec une très grande précision à toutes distances, notamment sur écrans dans un quotidien entouré d'appareils numériques.



Design individualisé selon l'orientation myopique ou hypermétropique du porteur.



Verre ergonomique qui assure le confort du porteur tout au long de la journée.



Zone de vision numérique améliorée pour répondre aux besoins visuels d'aujourd'hui.



Vision nette et précise à toute distance.

Les détails commencent par une **vision nette**

Vision précise et personnalisée dans toutes les zones du verre.

Développé sur la base d'une mesure précise des prescriptions individuelles et d'une simulation des champs de vision perçus dans le monde réel, Shamir Autograph IIID™ offre une vision claire et nette, grâce à un contrôle précis de la progression des puissances dans toutes les zones de verre.

Ce verre intègre les paramètres anatomiques du porteur et les paramètres de l'équipement pour garantir la meilleure acuité visuelle dans les différentes configurations de vision et activités tout au long de la journée : conduire, faire du sport, cuisiner, regarder la télévision, surfer sur internet via un ordinateur ou un smartphone.

Les détails sont une question de point de vue

Autograph IIID™ bénéficie de la technologie **As Worn Quadro™** dans une version encore plus précise qui fait correspondre très exactement la correction devant la pupille du porteur. C'est le point de départ indispensable pour une vision nette quel que soit le point de vue.

Shamir a mené un essai clinique afin d'évaluer les performances de cette nouvelle version de la technologie **As Worn Quadro™** intégré dans **Autograph IIID™**. Les porteurs expriment un bénéfice net.

87%

constatent une meilleure acuité en vision de loin.

94%

sont satisfaits de leur vision lors de la conduite.

3.5^X
plus

Préfèrent la nouvelle version





Vivez le numérique en détail

Contrôle plus précis des puissances optiques pour une vision plus nette sur appareils numériques.

Autograph IIID™ s'appuie sur les avantages existants d'Autograph III. Le design est optimisé selon les valeurs de sphère.

Comme Autograph III, la géométrie d'Autograph IIID™ se base également sur la technologie Intellicorridor™ qui assure une grande netteté de vision et confort sur tout support numérique mobile en vision intermédiaire et rapprochée.



Se sentir à l'aise grâce aux détails

La précision rend plus facile les tâches en vision rapprochée

La conception du design Autograph IIID™ tient compte des aspects visuels et ergonomiques pour répondre aux besoins visuels quotidiens des porteurs tels que la lecture et le travail sur écrans. Autograph IIID™ est un verre ultra individualisé premium qui bénéficie d'un large ensemble de technologies exclusives Shamir pour offrir un meilleur design pour une vision plus détaillée.

Technologies Close Up™ et Natural Posture™


Procurer plus de netteté et davantage de confort en vision de près, tels sont les bénéfices de ces deux technologies capitales. Elles permettent un meilleur équilibre de la vision binoculaire et une posture du corps plus adaptée en vision rapprochée. Ce gain en ergonomie signifie plus de confort pour les porteurs qui n'ont plus besoin d'incliner la tête en avant, en arrière ou de décaler leur support de lecture pour atteindre la bonne distance et le bon angle de lecture.



Gamme de puissances

Indices & Matériaux		Intervalle de puissances	Addition
1,5	Blanc, Blue Zero, TGen8 sign, Xtractive, Trans XTPola, VPF AmbertGold, Polarisant	-18,75 à +15,50 cyl max 8,00	0,75 à 4,00
Poly	Blanc, Blue Zero, TGen8 sign, Xtractive, VPF AmberGold, Polarisant		
1,6	Blanc, Blue Zero, Blue Sun, TGen8 Sign, Xtractive, Trans XT Pola, Polarisant		
1,67	Blanc, Blue Zero, Blue Sun, TGen8 Sign, Xtractive, Trans XT Pola, Polarisant		
1,74	Blanc, Blue Zero, TGen8 Sign		

Existe aussi en version **Fast FR**



Précalibrage avec mesures écarts VP et VL obligatoires.



Perfect vision. Personal touch